

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сетка для гидромассажа лица представляет собой дополнительную специализированную сетку к гидромассажной насадке «Душ Алексеева».

Гидромассажная насадка «Душ Алексеева» — серебряный призер международной выставки изобретений в г. Нюрнберг (Германия) в 2005 году, золотой призер XI Всероссийской межотраслевой выставки отечественных товаров «Покупайте Российское» (г. Москва) в 2007 году.

Устройство изготавливается из высокопрочного материала фирмы «Байер АГ», Германия, Леверкузен, имеющего сертификат Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Права на производство защищены патентом и лицензионным договором.

**ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГИДРИАТИКА».**

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сетка для гидромассажа лица предназначена для проведения тонкого косметического массажа мышц и кожи лица.

Изделие применяется в домашних условиях, а также в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях.

Допускается использование изделия в хозяйственных и промышленных целях, при запорном давлении воды, не превышающем 5 атм. Соблюдайте осторожность при регулировке напора воды: при слишком высоком давлении возможен частичный срыв верхней гайки.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Дополнительная сетка для гидромассажа лица к гидромассажной насадке «Душ Алексева» — 1 шт. (с 4 отверстиями);
2. Кольцо уплотнительное;
3. Методика массажа лица;
3. Технический паспорт.

### ОПИСАНИЕ

- конструкция отверстия (сопла) — сложнопрофильная КОНОИДАЛЬНАЯ.
- диаметр отверстия на входе — 5 мм, на выходе: центральное отверстие — 1.2 мм., три боковых отверстия — 0,7 мм, длина — 14 мм.
- скорость струи — 20-30 м/с.
- максимальный коэффициент истечения  $\mu = 0,99$ .

Нет противопоказаний. Методика прилагается.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Производитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

### УСТАНОВКА СЕТКИ

Для смены сеток необходимо отвинтить верхнюю гайку, извлечь установленную сетку (включив слабый напор воды, придерживая сетку рукой), снять уплотнительное кольцо, надеть уплотнительное кольцо на другую сетку (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки), поместить сетку в корпус и завинтить гайку.

**ВНИМАНИЕ!** Предлагаемая гидромассажная сетка предназначена для использования ТОЛЬКО с гидромассажной насадкой «Душ Алексева». В случае установки на гидромассажные и душевые насадки другой конструкции фирма-производитель ответственности за последствия НЕ НЕСЕТ.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п/п	Неисправность	Способы устранения
1	Протечка на месте соединения верхней гайки и корпуса.	<ul style="list-style-type: none"><li>• проверить правильность сборки изделия (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки);</li><li>• проверить уплотнительное кольцо (при необходимости заменить, обратившись к производителю).</li></ul>
2	Часть струй бьет под углом.	<ul style="list-style-type: none"><li>• удалить известковый налет на сетке с помощью раствора кислоты или иным моющим средством, подходящим для чистки фаянсовых сантехнических изделий;</li><li>• выбить застрявший камушек (частичку) вытряхиванием или с помощью тонкой иглы (диаметром менее 0,4 мм).</li></ul>
3	Частичный срыв верхней гайки.	<ul style="list-style-type: none"><li>• открутить верхнюю гайку;</li><li>• заново установить сетку;</li><li>• при последующей регулировке напора воды установить более слабый напор.</li></ul>

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ

Срок гарантии на гидромассажную сетку — 1 год.

Производитель в праве отказать в гарантийном ремонте или замене изделия по следующим причинам:

1. Наличие механических повреждений.
2. Повреждения, произошедшие от неправильного использования, воздействия огня, высокой температуры, кипячения.
3. Несанкционированное изменение конструкции изделия.
4. Использование сетки с любой насадкой, кроме «Душа Алексева»

Для продления срока службы изделия рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды отдельно на холодную и горячую воду.

После длительного использования при образовании известкового налета (особенно в районах, где вода имеет повышенную жесткость) гидромассажную сетку следует прочистить. Для этого необходимо извлечь сетку, снять уплотнительное кольцо, поместить сетку на несколько часов в 5-9% раствор уксусной кислоты, или иное моющее средство, подходящее для чистки фаянсовых сантехнических изделий. Затем установить сетку в корпус и смыть загрязнения (просто включив воду). В целях профилактики гидромассажную сетку рекомендуется чистить раз в два месяца.

Не допускается чистить изделие с применением абразивных материалов (песка, паст с абразивными добавками и т.п.), а так же травящих химических средств (концентрированных кислот и щелочей).

Не допускать ударов сетки об острые предметы.

**Благодарим Вас за покупку. Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся, что наше изделие будет способствовать Вашему хорошему настроению и самочувствию.**

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сетка для гидромассажа лица изготовлена в соответствии с утвержденными чертежами и ГОСТ 12271-76.

УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440000, г. ПЕНЗА, а/я 124.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

- ООО НПП «Гидриатика»
- Россия, 440000, г. Пенза, а/я 124.
- телефон: (8412) 20-45-46
- факс: (8412) 20-45-48
- E-mail: [hidriatika@bk.ru](mailto:hidriatika@bk.ru)
- сайт: [www.hidriatika.ru](http://www.hidriatika.ru).



## МЕТОДИКА МАССАЖА

Пластический гидромассаж лица и шеи является чрезвычайно важной ухаживающей процедурой. Он улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию крови, а это способствует снятию отеков, насыщению тканей кислородом, улучшению их питания, вследствие чего лицо становится свежим и сияющим.

Пластический гидромассаж выполняется путем чередования прижимающих, вибрационных и фиксирующих движений, которые производятся по так называемым массажным линиям. Это очень важный момент, который обязательно надо учитывать, чтобы не растягивать кожу. Задача пластического гидромассажа — усилить кровообращение в тканях и не растянуть их, что пальцами массажисты и иными приборами для массажа практически недостижимо.

Глубокая стимулирующая проработка мышечного каркаса, воздействие не только на мимические мышцы, которые и так в силу своей природы находятся в тонусе, но и на статичные мышцы, дает потрясающий результат.

Любой массаж лица начинается с предварительного массажа шеи сзади насадкой для УВТ (переднюю часть шеи не массировать). Идеально предварительно сделать массаж всего тела и шеи.

Пластический массаж рекомендуют проводить курсом, который включает 10-15 процедур. Очень важно не прерывать курс (как правило, массаж делают через день). После полного курса рекомендуется два раза в месяц делать поддерживающие процедуры. Строго следовать прилагающейся инструкции по последовательности массажа.

### Показания к массажу лица:

- Ослабление мускулатуры
- Преждевременные морщины
- Сухая кожа лица (атрофия кожи)
- Жирная кожа
- Землистый тон кожи (нарушения кровообращения)
- Рубцы на лице (гиперпродукция коллагена)
- Понижение общего тонуса кожи
- Заболевания тройничного нерва

### Противопоказания:

- Заболевания лицевого нерва
- Флегмонозные пустулезные акне
- Дерматит
- Герпес
- Ссадины и царапины
- Опухоли

**Полезные советы.** Можно использовать массаж пальцами или струями.

На расстоянии 1-2 см от центра брови вверх находится зона, массаж которой помогает при головокружении, укачивании и головных болях.

На внешнем краю брови, у виска, находится точка, надавливая на которую вы можете улучшить работу глаз.

На внутренней части брови, рядом с переносицей, находится точка, которая помогает справиться с напряжением и уменьшить отечность лица. Массируйте переносицу также при головной боли и усталости.


Прижмите ладони к нижней части щек, немного подержите — это сразу поможет вам успокоиться и расслабить мышцы.



WWW.HIDRIATIKARU

# ГИДРОМАССАЖЕР «ДУШАЛЕКСЕВА»®

*Дополнительная сетка (струеобразующая матрица)  
для гидромассажа лица*



**СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ВЫСТАВКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ  
В Г. НЮРНБЕРГ (ГЕРМАНИЯ) В 2005 ГОДУ**

ООО НПП «ГИДРИАТИКА»®, РОССИЯ, ПЕНЗА